

Anticorpo Policlonale Anti-Dag1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14118

Numero articolo: CM0024029



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DAG1 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva il distroglicano in uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della distrofia muscolare e dell'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DAG1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	A3a; DAG; AGRNR; 156DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1
Specie	Umana
GeneID (umano)	1605
GeneID	1605
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 654-749 di DAG1 umano (NP_004384.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q14118
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio