

Anticorpo Policlonale Anti-Dars Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P14868

Numero articolo: CM0029330



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al DARS umano (Aspartate-tRNA ligasi). Adatto per WB, IHC-P, IP ed ELISA. Rileva i livelli endogeni in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla traduzione proteica, il metabolismo degli aminoacidi e i disturbi neurologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DARS pAb coniglio
Osservazioni/Alias	DARS; HBSL; aspRS
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1615
Gene ID	1615
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 222-501 del DARS umano (NP_001340.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14868
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio