

Anticorpo Policlonale Anti-Dcxr Per Wb E Elisa - Q7Z4W1

Numero articolo: CM0025949



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro DCXR umano (L-xilulosio reduttasi). Validato per WB e ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo dell'uronato e sull'osmoregolazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DCXR Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	XR; DCR; HCR2; P34H; HCR11; KIDCR; PNTSU; SDR20C1; DCXR
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51181
Gene ID	51181
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-244 del DCXR umano (NP_057370.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z4W1
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio