


Anticorpo Monoclonale Anti-Ddah1 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - O94760

Numero articolo: CM0004242



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per DDAH1 umano, validato in Western blotting ed ELISA. Rileva DDAH1 in campioni umani e di ratto. Essenziale per studi sulla regolazione dell'ossido nitrico e sul metabolismo della dimetilarginina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio DDAH1
Note/Alias	DDAH; DDAHI; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23576
ID Gene	23576
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 186-285 di DDAH1 umano (O94760).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O94760
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio