

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ddit3/Chop Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35638

Numero articolo: CM0015894

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia DDIT3/CHOP (CHOP10, GADD153). Validato per WB, IHC-P, IP e ELISA su campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie dello stress del reticolo endoplasmatico, dell'apoptosi e della risposta alle proteine non ripiegate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DDIT3/CHOP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1649
ID gene	1649
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di DDIT3/CHOP umano (NP_004074.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P35638
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio