

Anti-Ddx24 Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9GZr7

Numero articolo: CM0018543

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DDX24 umano (proteina box DEAD 24), un'elicasa RNA dipendente da ATP coinvolta nello splicing del pre-mRNA e nell'immunità innata. Validato per WB, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDX24 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	DDX24
Specie	Umano
GenelD (umano)	57062
GenelD	57062
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-859 di DDX24 umano (NP_065147.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZR7
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio