


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ddx41 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Ujv9

Numero articolo: CM0030620



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DDX41 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Rileva DDX41 (70 kDa) umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sull'immunità innata e sul metabolismo dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDX41 Rabbit pAb
Note/Alias	ABS; MPLPF; DDX41
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51428
GeneID	51428
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di DDX41 umano (NP_057306.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UJV9
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio