

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-DDx43 Per Wb E Elisa - Q9Nxz2

Numero articolo: CM0020724

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro DDX43 (CT13/HAGE), convalidato per Western blot e ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e di ratto. Rileva un'elicasa RNA dipendente da ATP di 73kDa con espressione di antigene cancro/testicolo. Ideale per la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DDX43 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CT13; HAGE; DDX43
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55510
GeneID	55510
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 429-648 del DDX43 umano (NP_061135.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NXZ2
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio