

Anticorpo Policlonale Anti-Dgcr6L Per Wb, Elisa - Q9By27

Numero articolo: CM0017981

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DGCR6L, adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. DGCR6L è una proteina nucleare potenzialmente coinvolta nella migrazione delle cellule della cresta neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DGCR6L Rabbit pAb
Note/Alias	DGCR6; DGCR6L
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	85359
GeneID	85359
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di DGCR6L umano (NP_150282.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BY27
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio