

Anticorpo Monoclonale Anti-Dgka Coniglio Per Wb, Elisa - P23743

Numero articolo: CM0003924



introduzione

Anticorpo monoclonale DGKA coniglio per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Bersaglia la diacilglicerolo chinasi alfa, un enzima chiave nella segnalazione lipidica e nell'equilibrio DAG/PA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio DGKA
Note/Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alfa; DGKA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1606
ID Gene	1606
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di DGKA umana (NP_001336.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23743
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio