


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-DJ-1/Park7 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99497

Numero articolo: CM0003807



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DJ-1/PARK7 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce DJ-1/PARK7 umano, murino e ratto (20 kDa), una proteina multifunzionale da stress ossidativo. Ideale per la ricerca sulla neurodegenerazione e sulla citoprotezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DJ-1/PARK7 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11315
GeneID	11315
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di DJ-1/PARK7 umano (Q99497)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q99497
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio