

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dld/Dldh Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09622

Numero articolo: CM0016498



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diidrolipoamide deidrogenasi validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con DLD/DLDH umano e di topo. Adatto per studiare il metabolismo mitocondriale, la succinilazione degli istoni e la capacazione spermatica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | DLDH/DLD Rabbit pAb                                                                                                                       |
| Note / Alias        | E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD                                                                                        |
| Specie              | Umana                                                                                                                                     |
| GeneID (Uomo)       | 1738                                                                                                                                      |
| GeneID              | 1738                                                                                                                                      |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 36-300 di DLDH/DLDH/DLDH/DLD umano (NP_000099.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                     |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Uomo, Topo                                                                                                                                |
| SWISS               | P09622                                                                                                                                    |
| Peso proteico       | 54kDa                                                                                                                                     |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                         |