

Anticorpo Monoclonale Anti-Dldh/Dld Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09622

Numero articolo: CM0008314



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DLDH/DLD (P09622). Per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con Umano, Topo, Ratto. Adatto per studi sul complesso deidrogenasi mitocondriale e sulla succinilazione degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio DLDH/DLD
Note/Alias	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1738
GeneID	1738
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 401-500 di DLDH/DLD umano (P09622).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09622
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio