

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-DLL4 Per Wb Ed Elisa - Q9Nr61

Numero articolo: CM0013376



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro DLL4, un ligando di Notch coinvolto nell'angiogenesi e nello sviluppo. Rileva DLL4 umano, murino e di ratto mediante WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla biologia vascolare e sulla neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DLL4 Rabbit pAb
Note/Alias	AOS6; delta4; hdelta2; DLL4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	54567
GeneID	54567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 317-530 di DLL4 umano (NP_061947.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NR61
Peso della proteina	75kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio