

Anticorpo Monoclonale Anti-Dna Ligasi I Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18858

Numero articolo: CM0005218



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la DNA Ligasi I umana, validato per Western blotting, immunoistochimica, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla riparazione, replicazione e ricombinazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DNA Ligasi I
Osservazioni/Alias	LIG1; IMD96; hLig1; DNA Ligasi I
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-91 della DNA Ligasi I umana (P18858).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P18858
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio