


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dna Ligasi Iv Per Wb, Elisa - P49917

Numero articolo: CM0003250



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la DNA ligasi IV umana (LIG4), validato per Western blot ed ELISA. Essenziale per studi sulla riparazione del DNA tramite NHEJ e sulla ricombinazione V(D)J, con un peso molecolare di 104 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-DNA Ligasi IV
Note/Alias	LIG4S; DNA Ligasi IV
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3981
ID Gene	3981
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 504-685 della DNA Ligasi IV umana (P49917)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P49917
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio