


Anticorpo Policlonale Anti-Dna-Pkcs Per Wb, Ihc-P, Elisa - P78527

Numero articolo: CM0016481



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità catalitica della DNA-PK umana (PRKDC). Convalidato per Western blot, IHC-P e ELISA. Adatto per ricerche su riparazione del DNA, unione non omologa delle estremità e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DNA-PKcs Rabbit pAb
Note/Altri nomi	HYRC; p350; DNAPK; DNP1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5591
GeneID	5591
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 3993-4128 della DNA-PKcs umana (NP_008835.5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P78527
Peso proteico	469kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio