

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dna Polimerasi Beta Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06746

Numero articolo: CM0020779



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio convalidato KO che si targeting della DNA polimerasi beta umana (POLB). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva campioni umani e murini. Immunogeno ricombinante. Ideale per studi sulla riparazione per escissione di basi e sui danni al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	[KO Validated] DNA Polimerasi beta pAb coniglio
Note/Alias	POLB; ta
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5423
ID Gene	5423
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-335 della DNA polimerasi beta umana (NP_002681.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P06746
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio