

Anticorpo Policlonale Anti-Dna Topoisomerasi Ii Alfa (Top2A) Per If/Icc, Elisa - P11388

Numero articolo: CM0013197



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting la DNA topoisomerasi II alfa (TOP2A) umana, validato per IF/ICC e ELISA. Adatto per la ricerca in oncologia e biologia cellulare, riconosce una proteina di 174kDa. - P11388

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DNA topoisomerasi II alfa (TOP2A) pAb di coniglio
Note / Alias	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alfa; DNA topoisomerasi II alfa (TOP2A)
Specie	Umana
ID Gene	7153
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1314-1503 della DNA topoisomerasi II alfa (TOP2A) umana (NP_001058.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P11388
Peso proteico	174kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio