

## Pab Di Coniglio Anti-Dnajb6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075190

Numero articolo: CM0027078



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DNAJB6, una chaperonica implicata nella neurodegenerazione e nelle patologie muscolari. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Adatto per studi sull'aggregazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | DNAJB6 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note / Alias        | DJ4, MRJ, DnaJ, HSJ2, HHDJ1, HSJ-2, MSJ-1, LGMD1D, LGMD1E, LGMD1, DNAJB6                                                        |
| Specie              | Umana                                                                                                                           |
| ID gene (Uomo)      | 10049                                                                                                                           |
| ID gene             | 10049                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 177-326 di DNAJB6 umana (NP_490647.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                               |
| SWISS               | O75190                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 36 kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                               |