

Anticorpo Policlonale Anti-Dnajc9 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxx5

Numero articolo: CM0013943



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-DNAJC9 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Mira alla chaperone dell'istone umana e co-chaperone HSP70, ideale per la ricerca sull'assemblaggio dei nucleosomi e sullo shock termico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNAJC9 Coniglio pAb
Note/Alias	JDD1; SB73; HDJC9; DNAJC9
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23234
Gene ID	23234
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 del DNAJC9 umano (NP_056005.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8WXX5
Peso Proteico Molecolare	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio