


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dnal1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q4Ldg9

Numero articolo: CM0024708



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DNAL1 (catena leggera assonemica della dineina 1). Validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla funzione ciliare e sulla discinesia ciliare primaria (PCD).

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | DNAL1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Note/Alias            | LC1; CILD16; C14orf168; DNAL1                                                                                                |
| Specie                | Umano                                                                                                                        |
| ID Gene (Umano)       | 83544                                                                                                                        |
| ID Gene               | 83544                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 41-190 di DNAL1 umano (NP_113615.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS                 | Q4LDG9                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 22kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |