


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dnm1 Per Wb Ed Elisa - Q05193

Numero articolo: CM0023762



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DNM1 umano (Dynamin-1); validato per Western blot ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto; ideale per la ricerca sull'endocitosi e sul riciclo delle vescicole sinaptiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNM1 Rabbit pAb
Note/Alias	DNM, DEE31, EIEE31, DNM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1759
GeneID	1759
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-490 di DNM1 umano (NP_004399.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q05193
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio