

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dnph1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O43598

Numero articolo: CM0004103



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-DNPH1 convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva DNPH1 umano e murino, un enzima di recupero nucleotidico da 19 kDa che idrolizza l'hmdUMP, prevenendo il danno genomico.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | DNPH1 Rabbit mAb                                                                                                                   |
| Note/Alias          | RCL; C6orf108; dj330M21.3; DNPH1                                                                                                   |
| Specie              | Umano                                                                                                                              |
| GeneID (Umano)      | 10591                                                                                                                              |
| GeneID              | 10591                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 75-174 di DNPH1 umano (O43598). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Umano, Topo                                                                                                                        |
| SWISS               | O43598                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 19kDa                                                                                                                              |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                  |