


Anticorpo Policlonale Anti-Dock2 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92608

Numero articolo: CM0027614



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DOCK2 convalidato per applicazioni WB, IF/ICC, IP, ELISA. Riconosce DOCK2 umano e murino (Q92608), un fattore di scambio nucleotidico guaninico (GEF) che attiva RAC1/RAC2 e regola la migrazione dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DOCK2 Rabbit pAb
Note/Alias	IMD40; DOCK2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1794
ID gene	1794
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1551-1830 di DOCK2 umano (NP_004937.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	Q92608
Peso proteico	212kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio