

Anticorpo Policlonale Anti-Dpp3 Per Wb, Elisa - Q9Ny33

Numero articolo: CM0017247



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio immunizzato con proteina ricombinante contro DPP3 umano, adatto per WB ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studiare le funzioni della dipeptidil peptidasi III nella degradazione dei peptidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DPP3 Rabbit pAb
Note/Alias	DPPIII; DPP3
Specie	Umano
GeneID (umano)	10072
GeneID	10072
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 del DPP3 umano (NP_569710.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NY33
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio