

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Drg2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P55039

Numero articolo: CM0019246

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DRG2 umano, una GTPasi coinvolta nella traduzione. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con DRG2 umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio dell'attività GTPasica e del legame all'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DRG2 Rabbit pAb
Note/Alias	DRG2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	1819
ID del gene	1819
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-260 di DRG2 umano (NP_001379.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P55039
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante