


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dtymk Per Wb, If/Icc, Elisa - P23919

Numero articolo: CM0002044



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro DTYMK umano (Timidilato chinasi) validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce una proteina di ~24 kDa coinvolta nella biosintesi del dTTP. Adatto per la ricerca in oncologia e sul metabolismo dei nucleotidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DTYMK mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1841
Gene ID	1841
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 del DTYMK umano (P23919).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P23919
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio