


Anticorpo Policlonale Anti-Dusp9 (Mkp-4) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99956

Numero articolo: CM0025603



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting DUSP9 (MKP-4), validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività su umano e topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione ERK e lo sviluppo di diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DUSP9 pAb coniglio
Note/Alias	MKP4, MKP-4, DUSP9
Specie	Umano
Gene ID	1852
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 del DUSP9 umano (NP_001386.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q99956
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio