

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dyrk2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92630

Numero articolo: CM0027064



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-DYRK2 convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva DYRK2 umano e murino, una chinasi a doppia specificità coinvolta nella regolazione del ciclo cellulare, nell'apoptosi e nella risposta al danno del DNA. Ideale per studi di segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DYRK2 Rabbit pAb
Note/Alias	DYRK2
Specie	Umano
ID gene (Umano)	8445
ID gene	8445
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 429-528 di DYRK2 umano (NP_003574.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q92630
Peso proteico	67 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio