


Anticorpo Policlonale Anti-Distonina (Dst) Per Wb, Elisa - Q03001

Numero articolo: CM0021297



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la distonina umana (DST) per applicazioni Western blot e ELISA. Reattività crociata confermata con topo e ratto; ideale per la ricerca sul citoscheletro, gli emidesmosomi e l'adesione epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DST Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DT, BPA, DMH, EBS3, BP240, BPAG1, EBSB2, HSN6, MACF2, CATX15, CATX-15, D6S1101, DST
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	667
GeneID	667
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 della DST umana (NP_001714.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q03001
Peso proteico	861kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio