

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-E-Cadherina Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P12830

Numero articolo: CM0002230



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la E-Cadherina umana. Validato per WB, IF, IHC-P e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per applicazioni di ricerca sulle adesioni cellulari, la transizione epitelio-mesenchimale (EMT) e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	E-Cadherina Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-Cadherin
Specie	Uomo
GeneID	999
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 701-800 della E-Cadherina umana (NP_004351.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12830
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio