


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-E2A/Tcf3 Per Wb, Elisa - P15923

Numero articolo: CM0005971



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro E2A/TCF3 umano, validato per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla regolazione della trascrizione, differenziazione dei linfociti B e cancro. Reagisce in modo incrociato con umano e topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio E2A/TCF3
Note/Alias	TCF3; AGM8; E2A; E47; ITF1; TCF-3; VDIR; bHLHb21; fattore di trascrizione 3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 379-525 di E2A/TCF3 umano (NP_003191.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P15923
Peso Proteico	67kDa/68kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio