


Anticorpo Policlonale Anti-Ebf3 Per Wb, Elisa - Q9H4W6

Numero articolo: CM0019070



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'EBF3 umano (COE3). Convalidato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e lo neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EBF3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	COE3, OE-2, EBF-3, HADD5, O/E-2, EBF3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	253738
GeneID	253738
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 dell'EBF3 umano (NP_001005463.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q9H4W6
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio