


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ebna1Bp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99848

Numero articolo: CM0030434



introduzione

CamelBio fornisce l'anticorpo policlonale coniglio anti-EBNA1BP2 (P40, EBP2, NOBP) validato per WB, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Questo anticorpo si rivolge alla probabile proteina di elaborazione rRNA EBP2, una proteina nucleolare coinvolta nella biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EBNA1BP2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	P40, EBP2, NOBP, EBNA1BP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10969
GeneID	10969
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-306 dell'EBNA1BP2 umano (NP_006815.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99848
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio