

Anticorpo Policlonale Anti-Ednrb Per Wb Ed Elisa - P24530

Numero articolo: CM0027117



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a EDNRB umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con l'essere umano e il topo. Ideale per studi sulla segnalazione del recettore dell'endotelina, sulla vascolarizzazione e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EDNRB Rabbit pAb
Note/Alias	ETB; ET-B; ETB1; ETBR; ETRB; HSCR; WS4A; ABCDS; ET-BR; HSCR2; EDNRB
Specie	Umano
GeneID	1910
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di EDNRB umano (NP_001116131.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P24530
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio