


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Eef1A1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68104

Numero articolo: CM0007211



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro eEF1A1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla sintesi proteica e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	eEF1A1 Rabbit mAb
Note/Alias	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Specie	Umano
ID del gene	1915
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-400 di eEF1A1 umano. (NP_001393.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P68104
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante