


Anticorpo Policlonale Anti-Eef1G Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26641

Numero articolo: CM0030935



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce eEF1G (EF1G, GIG35) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla biosintesi proteica e il complesso del fattore di allungamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	eEF1G Rabbit pAb
Note/Alias	EF1G; GIG35; eEF1G
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	1937
GenelD	1937
Immunogeno	Proteina ricombinante (sequenza: amminoacidi 168-437 di eEF1G umano, NP_001395.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P26641
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio