

Anti-Egfr (L858R) Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0010750



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio EGFR (L858R) specifico per il mutante L858R dell'EGFR umano. Adatto per Western blot, IHC-paraffina ed ELISA; cross-reagisce con il mouse. Ideale per lo studio della segnalazione oncogenica e della resistenza agli inibitori della tirosin chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EGFR (L858R) mAb Coniglio
Note/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR (L858R)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1956
ID Gene	1956
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 800-900 dell'EGFR umano (L858R) (P00533).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio