

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Egr4 Per Wb, Elisa - Q05215

Numero articolo: CM0018933

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Egr4 (noto anche come NGFIC, pAT133), validato per Western blot ed ELISA con campioni murini. Ideale per la ricerca sulla mitogenesi e il differenziamento mediati da Egr4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Egr4 Rabbit pAb
Note/Alias	NGFIC; NGF1-C; NGFI-C; pAT133; Egr4
Specie	Topo
ID del gene (umano)	1961
ID del gene	13656
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-367 di Egr4 murino (NP_065621.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q05215
Peso della proteina	62 kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio