


Anticorpo Policlonale Anti-Eif3J Per Wb, If/Icc, Elisa - 075822

Numero articolo: CM0030390



introduzione

EIF3J Rabbit pAb (075822) è un anticorpo policlonale validato per WB, IF/ICC ed ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'inizio della traduzione e la biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EIF3J Rabbit pAb
Note/Alias	EIF3S1; eIF3-p35; eIF3-alpha; EIF3J
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8669
ID Gene	8669
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-258 di EIF3J umano (NP_003749.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075822
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio