

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Elastina (ELN) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15502

Numero articolo: CM0006885

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'elastina umana (ELN), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Immunogeno ricombinante. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare e la biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ELN Rabbit mAb
Note/Alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Specie	Umana
GenelD	2006
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-200 della ELN umana (NP_001265868.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P15502
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio