

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Elastina (ELN) Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P15502

Numero articolo: CM0007453

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'elastina umana (ELN), validato per WB, IHC-P, IF-P ed ELISA. Reagisce anche con campioni umani e di ratto. Target: amminoacidi 27-200. Per studi sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ELN
Note/alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Specie	Uomo
ID del gene	2006 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-200 dell'ELN umano (NP_001265844.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	P15502
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante