


Anticorpo Policlonale Anti-ELL2 Da Coniglio Per Wb E Elisa - 000472

Numero articolo: CM0024474



introduzione

Anticorpo policlonale anti-ELL2 da coniglio di alta qualità, validato per WB e ELISA. Ha reattività incrociata con ratto. Ideale per studi sull'elongazione della RNA polimerasi II, la trascrizione degli snRNA e la processazione delle immunoglobuline.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ELL2 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	MRCCAT1; ELL2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	22936
GeneID	22936
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-292 della proteina ELL2 umana (NP_036213.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Ratto
SWISS	O00472
Peso molecolare proteico	72kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio