

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Elmo1 Per Wb, Elisa - Q92556

Numero articolo: CM0013321



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro ELMO1 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. Ideale per lo studio della fagocitosi, della motilità cellulare e della segnalazione DOCK-GEF/RAC1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ELMO1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9844
GeneID	9844
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 527-727 di ELMO1 umano (NP_055615.8)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q92556
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio