

Anticorpo Policlonale Anti-Elmod2 Per Wb, Elisa - Q8Iz81

Numero articolo: CM0030159

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ELMOD2 per Western Blot e ELISA. Rileva ELMOD2 umano e murino (35 kDa), una proteina GTPasi-attivante coinvolta nella difesa antivirale e nell'attività GAP della famiglia Arf. Ideale per la ricerca in immunologia e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ELMOD2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	9830169G11Rik; ELMOD2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	255520
GeneID	255520
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di ELMOD2 murino (Q8BGF6)).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8IZ81
Peso proteico	35 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio