

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Elspbp1 Per Wb, Elisa - Q96Bh3

Numero articolo: CM0020156

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio prodotto contro la proteina ELSPBP1 umana. Validato per applicazioni Western blot e ELISA. Supporta la ricerca sulla capacitazione spermatica, la fecondazione e la biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ELSPBP1 Rabbit pAb
Note / Alias	E12, HE12, EL149, EDDM12, ELSPBP1
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	64100
GenelD	64100
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-223 di ELSPBP1 umana (NP_071425.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q96BH3
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio