


Anticorpo Monoclonale Anti-Emerin/Emd Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Numero articolo: CM0009963



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'emerina/EMD umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla membrana nucleare, la cromatina e la distrofia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Emerin/EMD Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
Specie	Umana
ID gene (Umano)	2010
ID gene	2010
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-254 dell'emerin/EMD umano (P50402))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P50402
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio