


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Eno3 Per Wb E Elisa - P13929

Numero articolo: CM0031014



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ENO3 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con la beta-enolasi di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla glicolisi e lo sviluppo muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ENO3 Rabbit pAb
Note/Alias	MSE; GSD13; ENO3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2027
GeneID	2027
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di ENO3 umano (NP_001967.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P13929
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio