


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eno3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P13929

Numero articolo: CM0020225



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ENO3 umano (beta-enolasi, enolasi muscolo-specifica). Validato per WB, IF/ICC, ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare la glicolisi, lo sviluppo muscolare e la malattia da accumulo di glicogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | ENO3 Rabbit pAb                                                                                                                                    |
| Note/Alias            | MSE; GSD13; ENO3                                                                                                                                   |
| Specie                | Umano                                                                                                                                              |
| GenelD (Umano)        | 2027                                                                                                                                               |
| GenelD                | 2027                                                                                                                                               |
| Immunogeno            | Proteina Ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di ENO3 umano (NP_001967.3). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                           |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                              |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                  |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                 |
| SWISS                 | P13929                                                                                                                                             |
| Peso Proteico         | 47kDa                                                                                                                                              |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                                                  |